

ICパッド 一覧表

LOCAL MAGNETIC FIELD INHOMOGENEITY CORRECTION PAD

局所磁場不均一補正補助具

IC-neck1 頸部用  隙間 大 寸法 たて×よこ×厚み 405×390×20 (mm)	IC-neck2 頸部用  隙間 中 寸法 たて×よこ×厚み 325×390×20 (mm)	IC-neck3 頸部用  隙間 小 寸法 たて×よこ×厚み 165×660×10 (mm)
IC- chest 胸部用  寸法 たて×よこ×厚み 360×470×10 (mm)	IC- hand 手関節用  寸法 たて×よこ×厚み 330×1120×20 (mm)	IC- belly 腹部用  寸法 たて×よこ×厚み 400×1120×20 (mm)
IC- back 脊髄用  寸法 たて×よこ×厚み 230×530×10 (mm)	IC- knee 膝関節用  寸法 たて×よこ×厚み 240×660×10 (mm)	IC- elbow 肘関節用  寸法 たて×よこ×厚み 230×420×10 (mm)

※頸部用は患者とコイルの隙間の大中小で選定下さい。